

excellence
line

Zircon polishing set

#440-0001




Distribuidor no Brasil:

 **labordental ltda.**

Desde 1977


Estojo para polimento de zircônia

Conjuntos de instrumentos para criação de estruturas de zircônia com textura natural




Fresa de carboneto de tungstênio para fissuras
Para separar as estruturas de zircônia.

#440-0300
max. 40.000 rpm




Fresa de carboneto de tungstênio
Em corte extra fino para remoção rápida de material e acabamento muito fino de superfície.

#440-0200
max. 40.000 rpm



Smart Stones
Pedras impregnadas com diamante para desgaste suave (dois formatos).

#440-0400 - #440-0500
max. 12.000 rpm



Pedra Arkansas
Para contorno de superfície e detalhes muito delicados.

#440-0600
max. 20.000 rpm



Cone de papel abrasivo
Para alisar superfícies e criar periquimácias.

#440-0100
max. 10.000 rpm



Borracha em formato de chama
Para alisar detalhes como por ex. zonas de abrasão.

#440-0700
max. 10.000 rpm